

English

Instructions for Use:

1. Before each use, tumble bottle.
2. To open and close, twist cap.
3. Pour desired amount of powder into chamber.
4. Close bottle. Store in cool, dry location.
5. Proceed with polishing according to polishing unit manufacturer's instructions.

Cautions:

1. Patients with severe respiratory issues should consult their physicians before undergoing air polishing prophylaxis procedures.
2. Do not direct the air polishing stream at soft tissue or into the sulcus.
3. Do not modify powder with additives. Additives may clog your air polishing system.
4. Direct contact of prophy powder with surfaces and marginal areas of dental restorations should be avoided.

EN

Español

Instrucciones de uso:

1. Agite la botella antes de cada uso.
2. Para abrir y cerrar gire la tapa.
3. Coloque la cantidad deseada de polvo en la cámara.
4. Cierre la botella. Almacene en un sitio fresco y seco.
5. Realice el pulido siguiendo las instrucciones del fabricante de su equipamiento.

Precauciones:

1. Los pacientes con problemas respiratorios severos deben consultar a su médico antes de realizarse un procedimiento de pulido profiláctico.
2. No dirija el flujo de aire para pulido directamente al tejido blando o hacia el surco.
3. No modifique el polvo con aditivos. Los aditivos podrían tapar el sistema de pulido con aire.
4. Evite el contacto directo del polvo profiláctico con las superficies y áreas alrededor de las restauraciones dentales.

ES

Deutsche

Gebrauchsanweisung:

1. Flasche vor jeder Verwendung schütteln.
2. Zum Öffnen und Schließen Deckel drehen.
3. Gewünschte Menge Pulver in Kammer geben.
4. Flasche schließen. Kühl und trocken lagern.
5. Poliervorgang nach Anweisungen des Poliereinheiten-Herstellers ausführen.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Patienten mit schweren Atemwegs-erkrankungen sollten vor Polier-Prophylaxe-behandlungen ihren Arzt konsultieren.
2. Luftstrahl nicht auf Weichgewebe oder Sulcus richten.
3. Pulver nicht mit Zusatzstoffen modifizieren. Zusatzstoffe können das Luftpoliersystem verstopfen.
4. Direkten Kontakt von Prophylaxepulver mit Zahnersatz und -Randbereichen vermeiden.

DE

Français

Mode d'emploi :

1. Secouer la bouteille avant chaque utilisation.
2. Tourner le bouchon pour ouvrir et fermer la bouteille.
3. Verser la quantité souhaitée de poudre dans la chambre.
4. Fermer la bouteille. Conserver dans un endroit frais et sec.
5. Procéder au polissage en suivant le mode d'emploi du fabricant de l'unité de polissage.

Attention :

1. Les patients souffrant de graves problèmes respiratoires doivent consulter leur médecin avant de subir des procédures prophylactiques d'aéro-polissage.
2. Ne pas diriger le flux d'aéro-polissage sur les tissus mous ou dans le sulcus.
3. Ne pas modifier la poudre avec des additifs. Les additifs pourraient obstruer votre système d'aéro-polissage.
4. Éviter tout contact direct entre la poudre prophylactique et les surfaces et zones marginales de restaurations dentaires.

FR

Bosworth Company

by Keystone Industries
52 West King St., Myerstown, PA 17067 USA
800.333.3131 | keystoneindustries.com

EC REP

Keystone Europe LLC
Balavenweg 7
5349BC Oss Netherlands



keystone[®]
industries

**Bosworth
Prophy Powder**
Flavored Prophy Powder



keystoneindustries.com/symbolglossary
PR995 BOSLAB-296 04/2018

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

Italiano

Istruzioni per l'uso:

1. Agitare il flacone prima di ogni utilizzo.
2. Per aprire e chiudere, girare il tappo.
3. Versare nella camera la quantità desiderata di polvere.
4. Chiudere il flacone. Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
5. Procedere allo sbiancamento secondo le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura di air-polishing.

Attenzione:

1. I pazienti con gravi problemi respiratori dovrebbero consultare il proprio medico prima di sottoporsi all'igiene orale e alla profilassi mediante air-polishing.
2. Non dirigere il getto di air-polishing sui tessuti molli e sui colletti dei denti esposti.
3. Non modificare la polvere con additivi. Gli additivi possono ostruire il sistema di air-polishing.
4. Evitare il contatto diretto della polvere profilattica con superfici e aree marginali di ricostruzioni dentali.

IT

Nederlands

Instructies voor gebruik:

1. Schud de fles voor elk gebruik.
2. Draai het deksel om te openen en te sluiten.
3. Giet de gewenste hoeveelheid poeder in de kamer.
4. Sluit de fles. Bewaren op een koele, droge plaats.
5. Voer het polijsten uit volgens de instructies van de fabrikant van het polijstapparaat.

Waarschuwingen:

1. Patiënten met ernstige ademhalingsproblemen dienen hun dokter te raadplegen voordat air polishing profylaxe-procedures worden toegepast.
2. Richt niet direct de air polishing-straal op zacht weefsel of naar de sulcus.
3. Verander het poeder niet met additieven. Additieven kunnen uw air polishing-systeem verstoppem.
4. Direct contact van profylactisch poeder met oppervlakken en randgebieden van tandrestauraties moet worden vermeden.

NL

Português

Instruções de uso:

1. Agite o frasco antes de cada uso.
2. Para abrir e fechar, gire a tampa.
3. Despeje a quantidade desejada de pó dentro da câmara.
4. Feche o frasco. Armazene em local fresco e seco.
5. Realize o polimento de acordo com as instruções do fabricante do dispositivo.

Cuidados:

1. Pacientes com doenças respiratórias graves devem consultar o médico antes de serem submetidos a procedimentos profiláticos de polimento a ar.
2. Não direcione o fluxo do polimento a ar para tecidos moles ou nos sulcos.
3. Não modifique o pó com aditivos. Os aditivos podem entupir o sistema de polimento a ar.
4. Deve-se evitar o contato direto do pó profilático com superfícies e áreas marginais de restaurações dentárias.

PT

русский

Инструкция по применению:

1. Перед каждым применением переверните и встряхните бутылку.
2. Чтобы открыть или закрыть, поверните крышку.
3. Насыпьте требуемое количество порошка в камеру.
4. Закройте бутылку. Храните в сухом прохладном месте.
5. Выполняйте шлифовку в соответствии с инструкциями изготовителя устройства воздушной шлифовки.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с серьезными респираторными заболеваниями перед прохождением профилактических процедур воздушной шлифовки необходимо проконсультироваться с врачом.
2. При выполнении воздушной шлифовки не направляйте поток на мягкие ткани или в десневую борозду.
3. Не изменяйте состав порошка путем ввода добавок. Добавки могут привести к засорению вашей системы воздушной шлифовки.
4. Следует избегать прямого контакта профилактического порошка с поверхностью и краями пломбировочного материала.

RU

Grape / Uva / Traube / Raisin / Uva / Druif / Uva / Виноград	284 g (10 oz) – #16690
Spearmint / Hierbabuena / Grüne Minze / Menthe verte / Menta / Groene munt / Hortelã / Мята	284 g (10 oz) – #16691
Orange / Naranja / Orange / Orange / Arancia / Sinaasappel / Laranja / Апельсин	284 g (10 oz) – #16692
Strawberry / Fresa / Erdbeere / Fraise / Fragola / Aardbei / Morango / Клубника	284 g (10 oz) – #16630
Raspberry / Frambuesa / Himbeere / Framboise / Lamponne / Framboos / Framboesa / Малина	284 g (10 oz) – #16631
Lemon Lime / Lima-limón / Zitrone-Limette / Citron – citron vert / Limone / Citroen – limoen / Lima limão / Лимон-лайм	284 g (10 oz) – #16632
Tri-Packs / Paquete de tres / 3er-Pack / Paquet de 3 / Confezione da 3 flaconi / Triopakket / Embalagem com 3 / Набор-ассорти из трех видов	
85 g (3 oz) each flavour / Cada sabor 85 g (3 oz) / 85 g (3 oz) pro Geschmacksrichtung / 85 g (3 oz) de chaque parfum / 85 gr (3 oz) per ogni gusto / 85 g (3 oz) van iedere smaak / Cada sabor 85 g (3 onças) / По 85 г (3 унции) каждого вкуса	
Grape, Orange, Spearmint / Uva, naranja, hierbabuena / Traube, Orange, grüne Minze / Raisin, orange, menthe verte / Uva, arancia, menta / Druif, sinaasappel, groene munt / Uva, laranja, hortelã / Виноград, апельсин, мята	#16696
Lemon-Lime, Raspberry, Strawberry / Lima-limón, frambuesa, fresa / Zitrone-Limette, Himbeere, Erdbeere / Citron – citron vert, framboise, fraise / Limone, lamponne, fragola / Citroen – limoen, framboos, aardbei / Lima limão, framboesa, morango / Лимон-лайм, малина, клубника	#16636

Made in USA