

# Edentulous Tray Aways®

Edentulous Tray Aways® son cubetas de impresión desdentadas y perforadas desechables, fácil de perforar para impresiones de implantes.

Estas exclusivas y económicas cubetas permiten una máxima retención y precisión de material sin la necesidad de utilizar adhesivos. Estas cubetas de estireno de alto impacto ofrecen impresiones de excelencia con un nivel espectacular de detalle. Las Edentulous Tray Aways tienen un diseño anatómico para la comodidad del paciente y permiten un ajuste perfecto en solo una visita. Se ofrecen en tres convenientes tamaños: pequeño, mediano y grande.

## SE RECOMIENDA SU USO CON TRAY AWAYS®

### SUPERGEL®

Material de impresión con alginato

### SUPERSIL™

Material de impresión con polivinilsiloxano

### TAC®

Compuesto adhesivo para cubetas



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricada con estireno de alto impacto
- Perforada para lograr máxima retención mecánica del material
- Rígida para evitar distorsiones
- Se adapta fácilmente a impresiones de implantes
- Ergonómica, con manija incorporada
- Económica y desechable
- Con diseño anatómico
- Sin sobreflujo del material de impresión
- Puede ser recortable
- No tóxica, sin reacciones en los pacientes

## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

#1 Superior pequeña (Bolsa de 12)	#0921600
#2 Inferior pequeña (Bolsa de 12)	#0921599
#3 Superior mediana (Bolsa de 12)	#0921700
#4 Inferior mediana (Bolsa de 12)	#0921701
#5 Superior grande (Bolsa de 12)	#0921702
#6 Inferior grande (Bolsa de 12)	#0921703
#7 Superior XL (Bolsa de 12)	#0921706
#8 Inferior XL (Bolsa de 12)	#0921707
Bolsa variada (2 de cada uno de los tamaños mencionados)	#0921704