

Original Truliner®

Original Truliner® es resina PMMA dura con alta estabilidad de color formulada para rebase correctivos en prótesis permanentes con una vida extendida de 3 a 5 años.




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible en color transparente, rosa y vena
- Monómero especial que penetra en la base de la dentadura formando unión química y adhesión superior
- Su fino polvo forma un rebase denso para evitar olores, sabores o manchas
- Fórmula que no se quiebra o resquebraja

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Kit estándar, Rosa	#0921940
Kit estándar, Vena	#0921941
Kit estándar, Transparente	#0921942



New Truliner®

New Truliner® es una resina PEMA de rebase correctivo diseñado para restaurar dentaduras a la comodidad del paciente en tan solo 10 minutos.




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible en rosa, vena y transparente
- Formulado para una duración de hasta 1 año
- Alta estabilidad al color
- Fórmula que no produce ardor o quemazón

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Kit estándar, Rosa	#0921970
Kit estándar, Vena	#0921971
Kit estándar, Transparente	#0921972



keystone
industries

TruRepair™

TruRepair™ es una resina acrílica de enlaces cruzados de rápida adherencia fabricado para reparar prótesis fracturadas y reemplazar prótesis rotas o desplazadas.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Resina autopolimerizable no requiere tratamiento térmico
- Disponible en color rosa, vena y transparente
- Alta resistencia a fracturas
- Posee alta estabilidad al color

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Kit estándar (Especificar tono del polvo)

#092160



2 - 3 oz. (85g)
Polvo



4 oz. (118ml)
Líquido

keystone
Industries